

ONE TOUCH Delica®

Nakuwacz
Lancetar
Sprożilnik



Nakuwacz OneTouch® Delica® pomaga w bezpieczny i prosty sposób pobrać kroplę krwi włóscinckowej.

W skład zestawu nakuwacza OneTouch® Delica® nie wchodzi akcesoria umożliwiające pomiar z alternatywnych miejsc naktucia [Alternate Site Testing - AST]. Nakuwacza OneTouch® Delica® nie należy stosować do pobrania próbek krwi z przedramienia lub dłoni za pomocą glukometrów z rodziny OneTouch® Select®.

Jeżeli chcesz pobrać próbkę krwi z przedramienia lub dłoni prosimy wcześniej skontaktować się działem obsługi klienta Lifescan: Polska: 0 801 232323 (infolinia jest czynna - od pon. do pt. od godz. 8.30 do 16.30) / www.LifeScan.pl w celu uzyskania niezbędnych materiałów i instrukcji dotyczących badań z alternatywnych miejsc naktucia.

Nakuwacz ma siedem ustawień głębokości naktucia, ponumerowanych od 1 do 7. Wybrana głębokość naktucia musi być na tyle duża, by umożliwiła uzyskanie kropli krwi wystarczającej do dokładnego pomiaru glukometrem (patrz: instrukcja użytkownika załączona do glukometru, w której zawarto informacje o wielkości próbki krwi, jaką należy pobierać).

UWAGA: Nakuwacz OneTouch® Delica® wymaga stosowania WYŁĄCZNIE ostrzy OneTouch® Delica®. Do każdego badania należy użyć nowego, sterylne ostrza. Ponowne użycie tego samego ostrza powoduje jego stępienie lub wygięcie końcówki, a w konsekwencji może doprowadzić do uszkodzenia skóry, bliznowacenia i odczuwania większego bólu.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nakuwacz przechowywać z dala od dzieci. Nakuwacz, nakrętka, ostrza i ich nasadki zabezpieczające stwarzają ryzyko zadławienia.



⚠ OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia:
• Należy koniecznie umyć miejsce naktucia wodą i mydłem przed pobraniem próbki.
• Nie wolno używać ostrzy ani nakuwacza wspólnie z inną osobą.
• Należy zawsze używać nowego, sterylne ostrza - ostrza są wyłącznie jednorazowego użytku.
• Nakuwacz należy utrzymywać w czystości.

Należy wybrać za każdym razem inne miejsce do naktucia. Powtarzanie naktucia w tym samym miejscu może powodować bolesność i powstawanie zgrubień.

Przed wykonaniem testu należy dokładnie umyć ręce i miejsce pobierania próbki ciepłą wodą z mydłem. Należy je osuszyć.

Przygotowanie nakuwacza

1 Zdejmij nakrętkę nakuwacza

Zdejmij nakrętkę wykonując obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



2 Wprowadź sterylne ostrze do nakuwacza

Umieść ostrze w nakuwaczu zgodnie z tym jak pokazano to na rysunku obok. Wsuń ostrze do nakuwacza aż usłyszysz dźwięk zatrzaśnięcia.




Przekręć nasadkę zabezpieczającą aż oddzieli się od ostrza. **Zachowaj nasadkę zabezpieczającą do czasu usunięcia i utylizacji ostrza.** Patrz: *Usuwanie i utylizacja ostrza.*



3 Załóż nakrętkę nakuwacza

Umieść ponownie nakrętkę w nakuwaczu, przekręć w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara aby ją zamknąć.



Nie zakręcaj nakrętki nakuwacza zbyt mocno.

4 Ustaw głębokość naktucia

Nakuwacz ma siedem ustawień głębokości naktucia, ponumerowanych od 1 do 7. Mniejsza cyfra oznacza płytsze naktucie, a większe cyfry oznaczają głębsze naktucie. Płytsze naktucia należy stosować u dzieci i większości dorosłych. Głębsze naktucia przeznaczone są dla osób z grubym naskórkiem na palcach. Aby wybrać odpowiednie ustawienie, należy przekręcić krążek regulacji głębokości.



UWAGA: Płytsze naktucie opuszki palca jest mniej bolesne. W pierwszej kolejności należy spróbować płytszego ustawienia, a w razie potrzeby stopniowo zwiększać głębokość naktucia do momentu uzyskania kropli krwi, której wielkość będzie wystarczająca do przeprowadzenia pomiaru (patrz: instrukcja użytkownika).

5 Naciśnij przycisk napinający nakuwacza

Przesuń przycisk napinający do tyłu, aż usłyszysz kliknięcie. Jeśli nie było kliknięcia, nakuwacz mógł być ustawiony do naktucia w chwili wkładania ostrza.



Pobieranie próbki krwi z opuszki palca

1 Naktuj palec

Docisnij mocno nakuwacz do bocznej powierzchni palca. Naciśnij przycisk zwalnający. Odsuń nakuwacz od opuszki palca.



2 Uzyskanie kropli krwi

Należy delikatnie masować opuszkę palca, aż pojawi się kropla krwi (nie należy wyciskać kropli krwi na siłę).



3 Naniesienie próbki

Zbliż kroplę krwi do krawędzi paska testowego. W celu odpowiedniego naniesienia próbki należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji użytkownika.



Jeśli krew rozmazuje się lub płynie, **NIE** należy wykorzystywać tej próbki do pomiaru. Należy wytrzeć miejsce naktucia i delikatnie masując uzyskać następną kroplę lub naktuć nowe miejsce.

Usuwanie i utylizacja zużytego ostrza

UWAGA: Nakuwacz wyposażony jest w mechanizm wysuwający, który eliminuje konieczność samodzielnego wysuwania zużytego ostrza.

1 Zdejmij nakrętkę z nakuwacza

Zdejmij nakrętkę wykonując obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



2 Zabezpiecz wystającą końcówkę ostrza

Przed usunięciem ostrza umieść jego nasadkę na twardej powierzchni, a następnie wcisnij końcówkę ostrza w stronę z zagłębieniem nasadki zabezpieczającej.




3 Wsuń ostrze

Przesuwaj przycisk wysuwania do przodu do momentu usunięcia ostrza z nakuwacza. Cofnij przycisk wysuwania ostrza do ustawienia początkowego. Jeśli ostrze nie wysuwa się prawidłowo, ponownie naciśnij przycisk napinający nakuwacza, a następnie przesuwaj przycisk wysuwania do przodu aż do usunięcia ostrza z nakuwacza.




4 Załóż nakrętkę nakuwacza

Umieść ponownie nakrętkę w nakuwaczu, przekręć w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją zamknąć.



Nie zakręcaj nakrętki zbyt mocno.



Ważne jest, aby przy każdym pobieraniu próbki krwi używać nowego ostrza. Zapobiegnie to infekcjom i bólowi opuszek palców.

Po każdym użyciu należy ostrożnie wyrzucić ostrze, aby uniknąć przypadkowego skażenia. Zużyte ostrza można uważać za odpady biologicznie niebezpieczne. W celu odpowiedniej utylizacji należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza i lokalnych przepisów dotyczących prawidłowego usuwania odpadów.

Czyszczenie nakuwacza i nakrętki

Mycie i dezynfekcję nakuwacza należy wykonywać zgodnie z załączoną instrukcją użytkownika. W przypadku braku w instrukcji użytkownika informacji odnoszących się do danego nakuwacza i nakrętki, należy przestrzegać podanych niżej wskazówek.

Aby wyczyścić te elementy, przetrzyj je miękką szmatką zamoczoną w wodzie z łagodnym środkiem czyszczącym. Nakuwacza **nie wolno** zanurzać w jakichkolwiek cieczach.

Aby zdezynfekować nakuwacz i nakrętkę, przygotuj 10% roztwór wodny środka wybielającego. Przetrzyj nakuwacz miękką szmatką zamoczoną w tym roztworze. Na 30 minut zanurz w tym roztworze **wyłącznie nakrętkę**. Po dezynfekcji należy lekko przemyć oba elementy wodą i odstawić do osuszenia*.

*Przy stosowaniu i przechowywaniu środka wybielającego należy przestrzegać instrukcji producenta.


Dział Obsługi Klienta LifeScan:

Polska: 0 801 232323 (infolinia jest czynna - od pon. do pt. od godz. 8.30 do 16.30) / www.LifeScan.pl

Jeżeli nie udało Ci się skontaktować z działem obsługi klienta, w celu uzyskania porady skontaktuj się ze swoim lekarzem.

Opis symboli

Pełny opis zastosowanych symboli znajduje się w instrukcji użytkownika załączonej do zestawu.



Lancetar OneTouch® Delica® nudi jednostawian i siguran način uzimanja kapljice kapilame krvi.

Uz lancetar OneTouch® Delica® ne dobiva se pribor potreban za provođenje mjerenja na alternativnom mjestu (AST). Lancetar OneTouch® Delica® nemojte upotrebljavati za dobivanje uzorka na podlaktici ili dlanu pomoću mjerača iz obitelji uređaja OneTouch® Ultra® ili OneTouch® Verio™.

Ako želite provesti mjerenje na podlaktici ili dlanu, za neophodan pribor i upute o AST mjerenju, nazovite besplatnu liniju Lifescan odjela za podršku korisnicima 0800 5433 radnim danom od 8 do 16 sati.

Uređaj ima sedam postavki dubine uboda označenih oznakama od 1 do 7. Odaberite postavku koja će vam omogućiti dovoljnu dubinu uboda da biste dobili okruglu kapljicu krvi dovoljno veliku za postizanje točnih rezultata na mjeraču (pomoć u odabiru najbolje dubine uboda potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili uz svoj uređaj).

NAPOMENA: Lancetar OneTouch® Delica® radi SAMO s lancetama OneTouch® Delica®. Za svako uzimanje uzorka upotrijebite novu, sterilnu lancetu. Ponovna uporaba lancete može dovesti do zatupljanja ili savijanja vrha lancete što može dovesti do oštećenja vaše kože, stvaranja ožiljka i veće boli.

⚠ OPREZ: Držite lancetar van dohvata djece. Lancetar, kapica, lancete i zaštitni poklopci za lancete predstavljaju moguću opasnost od gušenja.



⚠ OPREZ: Da biste smanjili mogućnost infekcije:

- Operite mjesto uboda sapunom i vodom prije uzimanja uzorka.
- Nikad ni s kim ne dijelite lancetu ili lancetar.
- Pri svakom uzimanju uzorka upotrijebite novu, sterilnu lancetu – lancete su za jednokratnu primjenu.
- Održavajte lancetar čistim.

Pri svakom uzimanju uzorka odaberite drugo mjesto uboda. Ponavljanje uboda na istom mjestu može izazvati osjetljivost i zadebljanja na koži.



Prije mjerenja temeljito operite ruke i mjesto uzimanja uzorka toplom vodom i sapunom. Isperite i potpuno osušite.

Priprema lancetara


1 Uklonite kapicu s lancetara

Uklonite kapicu okrećući je u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i zatim ravno povucite s uređaja.



2 Umetnite sterilnu lancetu u lancetar

Postavite lancetu kako je ovdje prikazano, tako da lanceta može ući u držač lancete. Gurnite lancetu u uređaj dok ne sjedne na svoje mjesto i dok nije potpuno smještena u držač.




Zakrenite zaštitni poklopac za puni krug sve dok se ne odvoji od lancete. **Sačuvajte zaštitni poklopac za kasnije uklanjanie i odlaganje lancete.** Pogledajte *Uklanjanje i odlaganje iskorištene lancete.*




3 Vratite kapicu na lancetar

Vratite kapicu na lancetar. Zakrenite kapicu u smjeru kazaljke na satu kako biste je učvrstili.



Nemojte prejako zategnuti kapicu.



4 Prilagodite dubinu uboda

Uređaj ima sedam postavki dubine uboda označenih oznakama 1 do 7. Manji brojevi označavaju pliće ubode dok veći brojevi označavaju dublje ubode. Plići ubodi namijenjeni su djeci i većini odraslih osoba. Dublji ubodi namijenjeni su osobama s debljom ili otvrdlom kožom. Okrenite kotačić s dubinama da biste odabrali postavku.



NAPOMENA: Plići ubod prsta je možda manje bolan. Pokušajte prvo s plićim postavkom i povećavajte dubinu dok ne pronađete onu koja je dovoljno duboka za dobivanje uzorka krvi odgovarajuće veličine (pogledajte korisnički priručnik).

5 Napnite lancetar

Povucite napinjač prema natrag sve dok ne čujete klik. Ako ne čujete klik, lancetar ste možda napeli kad ste umetali lancetu.



Uzimanje uzorka krvi iz jagodice prsta

1 Ubodite prst

Čvrsto pritisnite lancetar uz bočnu stranu prsta. Pritisnite gumb za otpuštanje. Uklonite lancetar s prsta.



2 Osigurajte okruglu kapljicu krvi

Blago stisnite i/ili masirajte vrh prsta dok se ne formira kapljica krvi na prstu.



3 Nanesite uzorak

Nanesite uzorak krvi. Slijedite upute u korisničkom priručniku o prikladnom nanošenju uzorka.



Ako se krv razmaže ili razlije, uzorak **nemojte** koristiti. Osušite mjesto uboda i blago istisnite još jednu kapljicu krvi, ili ubodite novo mjesto.

Uklanjanje i odlaganje iskorištene lancete

NAPOMENA: Ovaj lancetar ima izbacivač te ne morate izvlačiti iskorištenu lancetu.


1 Skinite kapicu s lancetara

Uklonite kapicu okrećući je u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, a zatim direktnim povlačenjem s uređaja.



2 Pokrijte izloženi vrh lancete

Prije vađenja lancete, postavite zaštitni poklopac lancete na tvrdu podlogu i zatim utisnite vrh lancete u udubljenu stranu zaštitnog poklopa.



3 Izbacite lancetu

Gurnite izbacivač prema naprijed dok lanceta ne izađe iz lancetara. Vratite izbacivač u njegov stražnji položaj. Ako se lanceta ne izbacilo potpuno, ponovno napnite uređaj i gurnite izbacivač prema naprijed dok lanceta ne izađe van.




4 Vratite kapicu na lancetar

Vratite kapicu na lancetar. Zakrenite kapicu u smjeru kazaljke na satu kako biste je učvrstili.



Nemojte prejako zategnuti kapicu.



Izuzetno je važno da za svako uzimanje uzorka upotrijebite novu lancetu. To će pomoći u sprečavanju infekcije i bolnosti jagodice prsta.

Odložite upotrebljene lancete nakon svake uporabe kako biste izbjegli nenamjerno ozljeđivanje lancetama. Upotrebljene lancete mogu se u vašoj državi smatrati biološki opasnim otpadom. Prilikom odlaganja takvog otpada vodite računa o preporukama zdravstvenih djelatnika i lokalnim propisima.

Čišćenje lancetara i kapice

Informacije o čišćenju i dezinfekciji potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili uz mjerač. Ako korisnički priručnik ne sadrži informacije o ovome lancetaru i kapici, slijedite upute u nastavku.

Kako biste očistili ove dijelove, prebrišite ih mekom krpom navlaženom u blagorotopini deterdženta u vodi. **Ne uranjajte** lancetar u ikakvu tekućinu.

Da biste dezinficirali lancetar i kapicu, pripremite otopinu koja se sastoji od jednog dijela kućanskog izbjeljivača i devet dijelova vode. Prebrišite lancetar mekom krpom navlaženom u toj otopini. U otopinu uronite **samo kapicu** na 30 minuta. Poslije dezinfekcije, kratko ih isperite vodom i ostavite da se osuše.*

*Slijedite upute proizvođača o rukovanju i pohrani izbjeljivača.

Odjel za podršku korisnicima tvrtke LifeScan:

Hrvatska: 0800 5433 (radnim danom od 8 do 16 sati)

Ako ne možete dobiti odjel za podršku korisnicima, zatražite savjet liječnika.

Opis simbola

Potpuni opis svih primjenjenih simbola potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili sa sustavom.



Sprožilnik OneTouch® Delica® omogoča varen in preprost način pridobivanja kapljice kapilare krvi.

Vaš sistem OneTouch® Delica® ne vključuje vseh potrebnih pripomočkov za odvzem vzorcev krvi iz drugih mest (AST). Sistem OneTouch® Delica® se ne sme uporabljati za odvzem vzorcev krvi iz podlakti ali dlani skupaj z družinoma merilnikov OneTouch® Ultra® ali OneTouch® Verio™.

Če želite odvzem vzorca krvi izvesti iz podlakti ali dlani, se za potrebne pripomočke in navodila za odvzem vzorcev krvi iz drugih mest obrnite na oddelek za stike s strankami LifeScan, INFOTEL: 080 14 41 (pon-pet: 08:00 - 16:00).

Sprožilnik ima sedem nastavitve globine vboda, označenih s številkami od 1 do 7. Izbrana nastavev mora imeti dovolj globok vbod, da se pridobi okrogla kapljica krvi, ki zadostuje za pridobitev točnega rezultata na vašem merilniku (za informacije o ustrezni velikosti vzorca krvi glejte navodila za uporabo, priložena vašemu sistemu).

OPOMBA: S sprožilnikom OneTouch® Delica® se lahko uporabljajo SAMO lancete OneTouch® Delica®. Za vsako meritev uporabite novo, sterilno lanceto. Lanceta lahko pri ponovni uporabi otopi ali se ji upogne konica, kar lahko povzroči poškodbo kože, brazgotine in bolečine.

⚠ OPOZORILO: Sprožilnik shranjujte nedosegljivo otrokom. Sprožilnik, pokrovček, lancete in zaščitni pokrovčki lancet predstavljajo nevarnost za zadušitev.



⚠ OPOZORILO: Za zmanjšanje možnosti okužbe:

- pred odvzemom vzorca umijte mesto vboda z milom in vodo,
- lancete ali sprožilnika nikoli ne delite z drugimi osebami,
- vedno uporabite novo, sterilno lanceto – lancete so namenjene izključno za enkratno uporabo,
- vzdržujte čistočo sprožilnika.

Za vsako meritev uporabite drugo mesto vboda. Ponovno prebadanje istega mesta lahko povzroči bolečino in brazgotino.




Pred testiranjem morate roke in mesto odvzema vzorca umiti s toplo milnico. Sperite in popolnoma posušite.

Prilagoditev sprožilnika

1 Odstranite pokrovček sprožilnika.

Pokrovček odstranite tako, da ga obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca, in potegnete stran od pripomočka.



2 V sprožilnik vstavite sterilno lanceto.

Lanceto poravnajte tako, kot je prikazano na sliki. Lanceta naj se prilega nosilcu lancete. Lanceto potisnite v sprožilnik tako, da se zasliši zvok in ostane lanceta popolnoma nameščena v nosilcu.




Zaščitni pokrovček enkrat obrnite tako, da se loči od lancete. **Zaščitni pokrovček shranite za ločevanje in odstranjevanje lancete iz sprožilnika.** Glejte *Ločevanje od sprožilnika in odstranjevanje uporabljenih lancet.*




3 Namestite pokrovček na sprožilnik.

Pokrovček namestite nazaj na sprožilnik; pokrovček zavrtite v smeri urinega kazalca, da ga pritrдите.




Pokrovčka ne privijte premočno.



4 Prilagodite nastavev globine.

Sprožilnik ima sedem nastavitve globine vboda, označenih s številkami od 1 do 7. Manjše številke so namenjene plitvejšemu vbodu, velike pa globljemu vbodu. Plitvejši vbodi so namenjeni otrokom in večini odraslih. Globlji vbodi so namenjeni osebam z debelejšo in žuljavo kožo. Nastavev izberete tako, da zasučete kolesce za nastavev globine vboda.



OPOMBA: Plitvejši vbod v blazinico prsta bo morda manj boleč. Najprej poskusite s plitvejšo nastavitvijo in povečujte globino, dokler ne zaznate zadostne globine za pridobivanje vzorca krvi ustrezne velikosti (glejte navodila za uporabo).

5 Napnite sprožilnik.

Gumb za napenjanje potisnite nazaj, dokler ne zaslišite klika. Če ne klikne, se je morda sprožilnik napel med vstavljanjem lancete.



Odvzem vzorca krvi iz prstne blazinice

1 Vbodite v prst.

Sprožilnik trdno držite ob strani prsta. Pritisnite sprožilni gumb. Odstranite sprožilnik s prsta.



2 Iztisnite okroglo kapljico krvi.

Nežno stisnite in/ali masirajte prstno blazinico, dokler se na njej ne ustvari okrogla kapljica krvi.



3 Nanesite vzorec.

Nanesite vzorec krvi. Za pravilen nanos vzorca upoštevajte navodila za uporabo.

Če se kri razmaže ali odteče navzdol, **ne** uporabite tega vzorca. Posušite območje in nežno iztisnite drugo kapljico krvi ali vbodite na drugem mestu.



Ločevanje od sprožilnika in odstranjevanje uporabljenih lancet

OPOMBA: Ta sprožilnik ima funkcijo izmetavanja, zato vam uporabljene lancete ni treba izvleči.


1 Odstranite pokrovček sprožilnika.

Pokrovček odstranite tako, da ga zasučete v nasprotni smeri urinega kazalca, in potegnete stran od sprožilnika.



2 Pokrijte izpostavljeno konico lancete.

Preden lanceto odstranite, položite zaščitni pokrovček lancete na trdno površino in konico lancete potisnite v hrbtino stran pokrovčka.



3 Izvrzite lanceto.

Gumb za izstrel potiskajte naprej, dokler se lanceta ne izstrel iz sprožilnika. Gumb za izstrel potisnite nazaj v prvotni položaj. Če ne pride do pravilnega izmeta lancete, ponovno napnite sprožilnik, nato pa gumb za izstrel potisnite naprej, dokler lancete ne izvrže.




4 Namestite pokrovček na sprožilnik.

Pokrovček namestite nazaj na sprožilnik; pokrovček zasučite v smeri urinega kazalca, da ga pritrдите.



Pokrovčka ne privijte premočno.



Pomembno je, da pri vsakem pridobivanju vzorca krvi uporabite novo lanceto. To bo pripomoglo k preprečitvi okužbe in bolečih prstnih blazinic.

Lanceto previdno zavržite po vsaki uporabi, da se izognete nenamernim poškodbam zaradi vboda z lanceto. V vaši državi so uporabljene lancete morda obravnavane kot biološko nevarni odpadki. Za pravilno odstranjevanje upoštevajte priporočila vašega zdravnika ali lokalne predpise.

Čiščenje sprožilnika in pokrovčka

Za čiščenje in razkuževanje glejte Priročnik za uporabnika, ki je priložen vašemu merilniku. Če v Priročniku za uporabnika ni navodil za sprožilnik in pokrovček, upoštevajte spodnja navodila.

Če želite sprožilnik in pokrovček očistiti, ju obrišite z mehko krpo, navlaženo z vodo in blagim detergentom. **Sprožilnika ne** namakajte v nobeno tekočino.

Če želite sprožilnik in pokrovček razkužiti, pripravite raztopino iz enega dela gospodinjanskega belila in devetih delov vode. Sprožilnik obrišite z mehko krpo, namočeno v to raztopino. V to raztopino za 30 minut namočite **samo pokrovček**. Po razkuževanju hitro sperite z vodo in pustite, da se posušita na zraku.*

*Pri uporabi in shranjevanju belila upoštevajte navodila proizvajalca.

Oddelek za stike s strankami LifeScan:

Slovenija: 080 14 41 (pon-pet: 08:00 - 16:00)

Če ne morete poklicati oddelka za stike s strankami, se za nasvet obrnite na zdravstvenega delavca.

Opis simbolov

Za popoln opis vseh uporabljenih simbolov glejte Priročnik za uporabnika, priložen sistemu.

	Proizvajalec		Glejte navodila za uporabo
	Sterilizirano s sevanjem		Samo za enkratno uporabo
	Številka serije		Rok uporabnosti

LifeScan Europe
Division of Cilag GmbH International
Gubelstrasse 34
6300 Zug, Switzerland

Hrvatska – Nositelj rješenja o upisu u očevidnik medicinskih proizvoda:
Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Oreškovićaeva 6h
10010 Zagreb
Hrvatska

Distributer za Slovenijo:
Medis-M d.o.o.,
Limbuška c. 78b, 2000 Maribor

© 2012-2017 LifeScan, Inc.
Data edycji/Datum revizije/Datum spremembe: 04/2017

CE