



## NAVODILA ZA PACIENTA ZA SPLETNO APLIKACIJO



Odprite svoj račun za OneTouch Reveal® na spletni strani:  
[www.onetouchreveal.si](http://www.onetouchreveal.si)

### Delite podatke s članom zdravstvenega tima

- Na uvodni strani potrdite in izberite **Nastavitve**
- Pod okno **Informacije o ambulanti**
- Potrdite **Dodajte ambulanto**
- Vnesite kodo ambulante, ki ste jo dobili pri članu zdravstvenega tima in sledite navodilom na zaslону

Vnesite kodo ambulante

### Korak 1: Ustvari račun

Prvi korak do uporabe programa **OneTouch Reveal®** je registracija. Ob registraciji boste sami izbrali uporabniško ime ali vnesli naš e-poštni naslov, geslo in z izbiro gumba »Strinjam se« potrdili Soglasje za obdelavo osebnih podatkov.

## Korak 2: Prijava

Uporabniško ime ali e-poštni naslov

Geslo

## Korak 3: Nastavitve

V meniju Nastavitve informacije, ki jih vnesete ob registraciji, lahko preverite, posodobite ali popravite in se povežete z vašo diabetološko ambulanto.

Janez Novak  
nastavitve | pomoč | odjave

ONETOUCH Reveal

Domov Vzorci Dnevnik A1C Poročila Greste k zdravniku?

Profil Naprave Povezave Prijubljena poročila za tiskanje Možnosti poročil

Splošne informacije Uredi

Janez Novak  
1/8/1975  
Moški

Kontaktirni podatki Uredi

Slovenija

Jezik Uredi

Jezik: Slovensčina

Spremljanje sladkorne bolezni Uredi

Svojo sladkorno bolezen obvladam z:  
Držim se diete in se rekreiram

Informacije o ambulanti

Podatke imam v skupni rabi z/iz:  
Vaši podatki niso v soroparbi z nobeno ambulanto.

+ Dodajte ambulanto

Obvladovanje sladkorne bolezni Uredi

Tip sladkorne bolezni:  
Tip 2 (Privzeto)

		Ciljni razpori	
Pred obrokom	3,9	7,2	mmol/L
Po obroku	3,9	10,0	mmol/L
Celotni razpon	3,9	10,0	mmol/L
Zelo niska vrednost		2,2	mmol/L
Zelo visoka vrednost		19,4	mmol/L


Aplicacija One Touch Reveal® bo prilagajala nazvete na podlagi teh informacij

Zasebnost

Soglasje za obdelavo osebnih/občutljivih podatkov V preteklosti ste že dali soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Soglasje lahko tukaj prekličete, tako da počistite to polje, izbrisan pa bo tudi vaš račun.

Izbrisi račun

S klikom na:



Vnesite kodo ambulante \* , (ki jo dobite pri zdravniku) in potrdite **Iskanje**

Ostala navodila za uporabo programa OneTouch Reveal® boste našli »pod oknom« **Pomoč**. V primeru težav ali morebitnih dodatnih vprašanj pokličite na našo brezplačno telefonsko številko **080 14 41**